


PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Hauteur du collier : mesurer la hauteur entre la fourchette sternale et sous le menton (en cm), regard du patient à l'horizontal.

Taille du collier : mesurer la circonférence à la base du cou (en cm)

		Circonférence du cou				
		28-34	29-34	35-40	41-46	47-52
Taille		0	1	2	3	4
	Hauteur du cou	6	6625 - 6629 - 6642			
		7,5		6626 - 6630 - 6643		
		8,5		6627 - 6631 - 6644		
		9,5		6628 - 6632 - 6645		