

## GRÖSSENTABELLE - MASSABNAHME ZUR AUSWAHL DER GEEIGNETEN ABDOMINALSTÜTZE

Einheitsgröße. Für einen 2 cm oberhalb des Beckenkamms gemessenen Taillenumfang von 80-140 cm. Dieser Umfang bestimmt die Auswahl der Abdominalstütze (klein oder groß):



80 - 100 cm	100 - 140 cm
Die Abbildung zeigt eine kleine, U-förmige Abdominalstütze mit abgerundeten Enden und einer zentralen Aussparung.	Die Abbildung zeigt eine große, U-förmige Abdominalstütze mit abgerundeten Enden und einer zentralen Aussparung, die breiter als die kleine Variante ist.