

## TABLEAU DE TAILLE - PRISE DE MESURE POUR CHOISIR LE BON SOUTIEN ABDOMINAL

Produit en taille unique. Pour une circonférence de la taille, mesurée 2 cm au-dessus des crêtes iliaques, de 80-140 cm. Choix du soutien abdominal, petit ou grand, selon cette circonférence :



80 - 100 cm	100 - 140 cm
A small, U-shaped abdominal support device with a central opening and a curved bottom edge.	A larger, U-shaped abdominal support device with a central opening and a curved bottom edge, similar in shape to the smaller one but wider.