


## MASSNEHMEN UND GRÖSSENTABELLE

Die Rückenbandage ist in drei Höhen erhältlich:

- 20 cm (4290/4291),
- 25 cm (4292/4293/4294/4295/4296),
- 30 cm (4297).

Die Größe der Rückenbandage muss entsprechend dem Taillenumfang, der 2 cm über den Beckenkämmen (in cm) gemessen wird, gewählt werden.

		Taillenumfang (cm)				
Höhe (cm)		S	M	L	XL	XXL
20		61-75	75-90	90-105	105-120	
25		61-75	75-90	90-105	105-120	
30			75-90	90-105	105-120	120-135