


MASSNEHMEN UND GRÖSSENTABELLE

Höhe der Stütze: Messen Sie die Höhe zwischen dem Manubrium und unter dem Kinn (in cm), während der Patient geradeaus schaut.

Größe der Stütze: Messen Sie den Umfang am Halsansatz (in cm)

		Halsumfang				
		28-34	29-34	35-40	41-46	47-52
Größe		0	1	2	3	4
	Halshöhe	6	6625 - 6629			
		7,5		6626 - 6630		
		8,5		6627 - 6631 - 6644		
		9,5		6628 - 6632		