


MASSNEHMEN UND GRÖSSENTABELLE

Höhe der Stütze: Messen Sie die Höhe zwischen dem Manubrium und unter dem Kinn (in cm), während der Patient geradeaus schaut.

Größe der Stütze: Messen Sie den Umfang am Halsansatz (in cm)

		Halsumfang			
		29-34	35-40	41-46	47-52
Größe		1	2	3	4
	Halshöhe	7,5	6636 - 6639		
		8,5	6637 - 6640		
		9,5	6638 - 6641		